

Wewa® Med Rückenstützorthese für Damen

Die Orthese dient der Aufrichtung des Körpers bei gleichzeitiger Komprimierung des Bauchraumes. Dadurch wird der Körperschwerpunkt verlagert, was zu einer optimalen Haltung führen kann. Gleichzeitig werden das Kreuzbein und der lumbosakrale Übergang stabilisiert. Dank der individuellen Höhe wird der Brustraum nicht eingeengt und die Atmung nicht behindert.

Breite Unterstützungsurte konzentrieren ihre Wirkung auf den Pelottenbereich. Inaktivität im Pelottenbereich und Atrophie der Muskulatur im Bereich der Wirbelsäule wird weitgehend ausgeschlossen, die Rückenmuskulatur entlastet.

Optional kann die Orthese mit einer Pelotte (nicht im Lieferumfang enthalten) kombiniert werden, mit der die Wirkungsweise und der Massageeffekt erhöht wird.

Indikationen

- Instabilität im LWS/Kreuzbeinbereich
- Schmerzen im Lendenbereich
- Lumbalgien
- Rheumatische Kreuzschmerzen
- Chronische Haltungsstörungen
- Iliosakrale Reizzustände
- Ligamentosen
- Muskelverspannungen

Nicht anwenden bei Hautirritationen.

Sollten Sie Zweifel haben, fragen Sie vor dem Gebrauch bitte Ihren Arzt.

Materialien

- Satin/Lycra
- Verschluss: seitlich Haken- und Ösenband

Pflege- und Waschinweise

- Orthese: siehe Wäscheetikett
- Keinen Weichspüler benutzen

Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bei einer Person verwenden!



mit Pelotte

**HMV POS.-NR.
23.14.03.3045**

ohne Pelotte

**HMV POS.-NR.
23.14.03.1024**

Hosenausführung
mit Pelotte

**HMV POS.-NR.
23.14.03.4008**