# Wewa® Animal Care





## Pferde-Bandagen



### Post-Lap.-Set

Das Post-Lap.-Set besteht aus einer Post-OP Bandage, der Halsbefestigung und einer Einlage. Es kann das Pferd zuverlässig in der Therapiephase unterstützen.

Die einfache Anwendung, individuelle Druckregulierung und gute Fixierung ermöglichen eine zeitsparende und sichere Versorgung des Pferdes.

Die speziellen Materialien sind hautfreundlich und luftdurchlässig.

#### Einsatzgebiete

- Schutz frischer Laparatomiewunden in der Aufwach- und Aufstehphase
- Schutz von Wunden im Bauchbereich
- Druckverbände am Rumpf

Art./REF	
V-1301Set	



Die Post-OP Bandage eignet sich nach Operationen im Bauchbereich. Durch die Druckregulierung kann die Kompression individuell angepasst werden.
Aus hygienischen Gründen wird der Einsatz nur bei einem Tier empfohlen.
Optional kann zusätzlich eine Einlage verwendet werden.

Post-OP Bandage		
Art./REF	Größe	Abmessung
V-1300	M (Kleinpferd)	ca. 190 x 65 cm
	L (Warmblut)	ca. 210 x 65 cm
	XL (Warmblut groß)	ca. 230 x 65 cm



Passend zu der Post-OP Bandage bieten wir eine Halsbefestigung als zusätzliche Fixierung an. Die Manschette aus Abstandsgewirk ist sowohl hautfreundlich wie auch luftdurchlässig und vermeidet daher Wärmestauungen. Die wiederverwendbare Halsbefestigung wird mit Klettverschlüssen befestigt.

Halsbefestigung		
Art./REF	Größe	
	M (Kleinpferd)	
V-1301	L (Warmblut)	
	XL (Warmblut groß)	



Die saugfähige Einlage ist für die Post-OP Bandage und die Bauchbandage plus geeignet. Die Einlage verfügt über eine Tasche in der zusätzliches Verbandmaterial eingelegt werden kann.
Aus hygienischen Gründen sollte die Einlage nur bei einem Tier verwendet werden.

Einlage für Bauchbandage	
Art./REF	Abmessung
V-1101	ca. 62 x 40 cm

### Pferde-Bandagen

Bauchbandage plus		
Art./REF	Größe	Abmessung
V-1100	M (Kleinpferd)	ca. 190 x 65 cm
	L (Warmblut)	ca. 210 x 65 cm
	XL (Warmblut groß)	ca. 230 x 65 cm

Die Bauchbandage plus wird mit einer Halsbefestigung und einer Einlage (Art./REF V-1101) geliefert.

Die wiederverwendbare Bauchbandage plus dient zum Schutz der Wunde und kann den Therapieerfolg beschleunigen. Das austretende Wundsekret wird von einer Einlage aufgenommen, die bei Bedarf ausgetauscht werden kann. Die speziell der Anatomie des Pferdes nachempfundene Form und die einstellbare Kompression sorgen für einen optimalen Sitz der Bandage.



Kalt-/Warmbandage	
Art./REF	Abmessung
V-1200	ca. 35 x 35 cm

Die Bandage kann zum Kühlen oder Wärmen von Pferdebeinen verwendet werden. Die kühlende Wirkung hat sich nach Belastungen und leichten Verletzungen bewährt. Wärme empfiehlt sich, um die Durchblutung zu fördern. Die Kompresse kann in der Mikrowelle oder im Wasserbad erwärmt werden. Als Kaltbandage sollte sie zuvor im Gefrierschrank gelagert werden.



Beinbandage mit Einsatz		
Art./REF	Abmessung	
V-1201	ca. 35 x 35 cm	

Die Beinbandage dient der einfachen Aufbringung von Salbenverbänden sowie als schneller und sicherer Wundverband.

Die mitgelieferte Einlage aus saugfähigem Material nimmt austretendes Wundsekret auf und kann bei Bedarf ausgetauscht werden.



Ersatzeinlage für Beinbandage		
Art./REF	Abmessung	
V-1202	ca. 33 x 33 cm	

Diese Ersatzeinlage kann mit wenigen Handgriffen in die Beinbandage eingesetzt werden.



Transportbandage		
Art./REF	Abmessung	VE
V-1203 ca. 45	45 ·· 25 ···	1 Stück
	ca. 45 x 35 cm	4 Stück

Die wiederverwendbare Transportbandage ist innen mit weichem Material gepolstert und schützt die Pferdebeine und -hufe während des Transports.

Auch als Set mit vier Bandagen lieferbar.



 $Es gelten \ die \ allgemeinen \ Verkaufs-\ und \ Lieferbedingungen \ der \ Werkmeister \ GmbH+Co.\ KG$ 

