

Truncuflex® Nabelbruchbandage

Die Truncuflex® Nabelbruchbandage ist eine pflegeleichte und atmungsaktive Orthese zur konservativen Behandlung von Nabel- und Narbenbrüchen. Sie besticht durch einfachste Anwendung, sehr guter Wirksamkeit und hohem Tragekomfort. Die hohe Elastizität und der flexible Klettverschluss ermöglichen eine individuelle Einstellung.

Indikationen

- Reponierbare Nabelhernien
- Narbenbrüche der Bauchdecke

Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.

Anwendungshinweise

- Vor dem Anlegen ist die beiliegende Pelotte auf dem Flausch in der Innenseite der Orthese zu befestigen
- Im nächsten Schritt wird die Orthese so positioniert, dass die Pelotte auf dem Bruch liegt
- Die Orthese mit dem Klettverschluss schließen
- Bei Bedarf kann der Druck durch Öffnen und erneutes Schließen nachreguliert werden

Materialien

- Baumwolle, Elasthan, Perlon, Polyester, Polyamid

Pflege- und Waschinweise

- Vor dem Waschen den Klettverschluss schließen!
- Siehe Wäscheetikett

Der Artikel darf ausschließlich von einer Person und nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet werden.



Art./REF	Größe	Umfang	Höhe
1121	1	60 - 75 cm	ca. 20 cm
1122	2	76 - 90 cm	
1123	3	91 - 105 cm	
1124	4	106 - 120 cm	
1125	5	121 - 135 cm	

Pos.-Nr. HMV 23.16.02.0010